

Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios que afecten a todo el organismo. Se presume una colocación y un uso correctos del producto. Todos los vendajes externos para el cuerpo pueden generar, si están demasiado ajustados, presión local o rara vez, constricción en los vasos sanguíneos o nervios subyacentes.

- Si experimenta algún cambio inusual (por ejemplo, un aumento de las molestias), quite el producto y consulte inmediatamente a su médico.
- Evite el uso de pomadas o ungüentos que contengan grasas o ácidos.
- ¡Nunca exponga el vendaje Sports Ankle Support a fuentes directas de calor / frío De lo contrario, el material podría deteriorarse. Esto puede mermar la efectividad del producto.

Indicaciones de uso

Colocación de Sports Ankle Support

- ❶ Enrolle hacia fuera la parte superior del vendaje hasta que alcance el talón. ❷ Coloque el producto sobre el pie hasta el talón. ❸ A continuación, vuelva a desenrollar la parte enrollada del vendaje. Colóquese el vendaje de forma que el comienzo de la cinta quede situado en la parte interior del pie. El punto de inserción de la cinta indica la dirección de enrollamiento de la cinta. Al colocar la cinta, asegúrese de que no hay pliegues. ❹ Pase la cinta debajo de la planta del pie hacia la parte exterior del pie. Tirando de la cinta puede ajustarla a una posición estable que le resulte cómoda. ❺ Ahora, pase la cinta en diagonal por el dorso del pie hacia atrás, alrededor del tobillo. Pase de nuevo la cinta en diagonal hacia delante, hasta la parte interior del pie. ❻ Pase la cinta por debajo de la planta del pie hacia la parte externa hasta el dorso del pie. ❼ Fije el extremo de la cinta en la parte de debajo de la cinta.

Retirada del Sports Ankle Support

- ❶ Abra la cinta completamente. Enrolle la parte superior del vendaje hasta que pueda sujetar el talón y, a continuación, tire del producto para sacarlo del pie.

Indicaciones para la limpieza

Utilice un detergente para prendas delicadas y una red para lavado. No exponga nunca el producto a una fuente de calor / frío directa. Por favor, observe las instrucciones en la etiqueta cosida en el borde superior del producto. Un cuidado regular proporciona un efecto óptimo del producto.

Garantía

Son válidas las disposiciones legales del país en el que se haya adquirido el producto. Según proceda, son válidas las regulaciones legales específicas del país en materia de garantía entre el vendedor y el comprador. Por favor, en caso de cobertura de garantía, diríjase directamente al distribuidor donde haya adquirido el producto.

Por favor, no realice ningún tipo de modificación en el producto usted mismo. Por favor, siga nuestras instrucciones para el cuidado y la utilización. Estas indicaciones están basadas en nuestra dilatada experiencia a lo largo del tiempo y garantizan el funcionamiento duradero de nuestros productos de eficacia medicinal. Por eso solo los vendajes que funcionen óptimamente serán eficaces desde del punto de vista terapéutico. Además, no observar las indicaciones podría limitar la garantía.

Avisos de exclusión de responsabilidad

Esto se aplica a la optimización de su entrenamiento, para el uso preventivo de nuestros productos deportivos, así como después de una lesión aguda: No se autodiagnostique ni se automedique a menos que sea un profesional médico o del deporte. Antes de utilizar nuestro producto deportivo por primera vez, busque activamente el consejo de estos profesionales, ya que es la única manera de evaluar el efecto de nuestro producto en su cuerpo y de determinar los riesgos de uso que puedan surgir de su condición física en particular.
Siga los consejos de este personal

Indicaciones de uso

personal, samt alle instruktioner i denne brochure / eller dens – også delvis – online presentation (herunder: tekster, billeder, grafik osv.).
Hvis du fortsat er i tvivl efter at have konsulteret det faguddannede personale, bedes du tage kontakt til din læge, forhandler eller direkte til os.

Indberetningspligt

På grund af regional lovgivning er du forpligtet til straks at indberette enhver alvorligt hændelse i forbindelse med brug af dette medicinske udstyr både til producenten og til den lokale kompetente myndighed. Vores kontaktdata fremgår af denne brochures bagside.

Bortskaffelse

Udtejlede produkter skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Materiale sammensætning

Polyamid (PA), Elastan (EL), Polyuretán (PUR), Polyester (PES)

☒ – Medical Device (Medicinsk udstyr) ☒ – Mærkning af DataMatrix som UDI

Informations udgiveslstedet: 2023-08

☒ – русский

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по использованию и следуйте приведенным в ней указаниям.

Назначение

Sports Ankle Support является продуктом медицинского назначения. Бандаж полностью рассчитан на занятия спортом, именно во время этих занятий он раскрывает свой потенциал. Это бандаж для разгрузки и стабилизации голеностопного сустава с помощью ремня.

Области применения

- Нестабильность голеностопного сустава
- Слабость связок (нестабильность связочного аппарата)
- Реабилитация после операций
- Предотвращение легких растяжений (легкая дисторсия) во время занятий спортом
- Предотвращение повторных травм (профилактика рецидивов), особенно при активных занятиях спортом

Противопоказания

- Дю сик прю не сообщалось о клинически значимых реакциях в связи с повышенной чувствительностью. При перечисленных ниже клинических картинах применение и ношение спортивного бандажа показано только после консультации с врачом:
- Заболевания /повреждения кожи на соответствующей области тела, особенно при появлении признаков воспаления, а также при наличии шаров, выступающих над поверхностью кожи, отеков, покраснений или перегревания организма
- Нарушение чувствительности и кровообращения нижних конечностей, например, при сахарном диабете
- Нарушение лимфотока, в том числе отек мягких тканей неясного генеза на значительном удалении от наложенного бандажа

Риск при использовании изделия

В продукте следуйте информации в данной инструкции по использованию и указаниям специалистов.

- Противопоказан для многообразного использования только одним человеком.
- Бандаж Sports Ankle Support раскрывает свой особый потенциал в первую очередь во время занятий спортом. Поэтому изделие следует носить исключительно во время таких занятий. При умеренных нагрузках и длительных перерывах в физической активности изделие необходимо снимать.
- При одновременном использовании бандажа с другими изделиями сначала проконсультируйтесь со специалистом или врачом.

- 다른 제품을 함께 사용하는 경우 먼저 의료 전문가의 상담을 받으십시오.
- 제품 개조는 허용되지 않습니다. 이를 준수하지 않는 경우, 제품 성능에 영향을 있을 수 있으며, 제품 보증이 면제됩니다.
- 신발을 벗은 상태에서 Sports Ankle Support를 착용하지 마십시오. 먼저 바퀴가 미끄러져 상처가 치러가 있는지 먼저 매우 신중하게 확인하십시오. 바퀴가 미끄러지면 미끄러져 부상을 입힐 수 있는 심각한 위험이 있습니다.
- 전체 구조에 대한 부작용은 현재까지 알려진 바 없습니다. 적절한 적용 /사용을 전제로 합니다. 신체 외부에 적용된 모든 보호대는 너무 단단하게 착용한 경우, 과도한 국부 압박이 가해지거나, 드물게는 혈관 또는 신경을 압박할 수 있습니다.
- 비정상적인 변화(예: 증상 악화)가 나타나면는 경우, 즉시 제품을 벗고 의사와 상담하십시오.
- 제품에 유분이 아닌 신성 물질을 함유한 치료제, 연고, 로션 등이 닿지 않도록 주의하십시오.
- Sports Ankle Support를 절대로 직접적인 열기 /냉기에 노출되지 않도록 하십시오! 소재 손상이 발생할 수 있습니다. 이는 제품의 용도에 영향을 미칠 수 있습니다.

사용 방법

- Sports Ankle Support 착용
❶ 보호대의 뒷부분을 발꿈치쪽으로 전이하십시오. ❷ 제품을 발꿈치까지 발에 착용하십시오. 그 후 보호대의 접은 부분을 다시 펼치십시오. 스트랩의 끝 부분을 발꿈치 면에 오도록 보호대를 당기십시오. 스트랩 끝 부분에 스트랩을 감는 방법이 표시되어 있습니다. 스트랩을 감을 때는 주먹이 생기기 않도록 주의하십시오. ❸ 스트랩을 발바닥에서 발의 바깥쪽 방향으로 감으십시오. 스트랩을 말할 때 발등은 완전히 당겨 감은 부위를 편안하게 고정시킬 수 있습니다. ❹ 봉대를 감을 때 발등을 대각선으로 감아 발목 뒤쪽으로 감으십시오. 스트랩을 다시 대각선으로 발의 안쪽으로 해서 앞으로 감으십시오. ❺ 스트랩을 발바닥에서 발의 바깥쪽 방향으로 발목까지 감으십시오.
❶ 스트랩의 끝 부분에 있는 벨크로 부착 부위를 스트랩에 끼워 있는 벨크로에 붙이십시오.

Sports Ankle Support 탈착

- 스트랩을 완전히 풀십시오. 보호대의 뒷부분을 발꿈치까지 바깥쪽으로 접고, 제품을 발에서 벗기십시오.

제3자의 주의사항
중성 세제 및 세척액을 사용하십시오. 제품을 직접적인 열기/냉기에 노출하지 마십시오. 제품 위쪽 가장자리에 있는 라벨의 유의사항을 준수하십시오. 정기적인 관리를 통해 효력이 극대화됩니다.

보증

제품을 구입한 국가의 법적 규정이 적용됩니다. 관련이 있는 경우, 유통업체와 구매자 사이의 국제 보증 규정이 적용됩니다. 보증 사항이 의심되는 경우, 가장 먼저 제품을 구입한 국가에 직접 문의하십시오.

제품에 독자적으로 변형을 가하지 마십시오. 당사의 사용 및 취급 시 주의사항을 따르십시오. 이는 당사의 다년간의 경험과 배움으로 하고 있으며, 또한 의학적으로 과학적인 제품 기능을 오랜 시간 보증합니다. 최적의 성능과 기능하는 보호대만이 도움을 줄 수 있습니다. 또한 지침을 준수하지 않는 경우 보증이 제한될 수 있습니다.

제품 보증 안내

본문 시작과 목측뿐만 아니라 예방 목적의 당사 스포츠 제품 사용 및 급성 부상 후에도 당사 제품이 적용됩니다. 교육받은 스포츠 전문가 및 전문가가 자, 자기 신체의 다른 부위를 치료하지 마십시오. 당사의 스포츠 제품과 치료 사용이 전에 적극적으로 전문가의 조언을 받으십시오. 이는 당사 제품이 귀하의 신체에 미치는 영향을 평가하고, 필요한 경우 정기 상담로 인해 사용 시 발생할 수 있는 위험을 판단할 수 있는 유일한 방법입니다. 전문가의 조언과 이 보고서 /또는 약약을 포함한 온라인 프리젠테이션(텍스트, 이미지, 그래픽) 및 제품의 모든 지침을 따르십시오. 전문가와 상담 후 위험 사항이 있는 경우, 담당 의사, 판매처 또는 당사에 직접 문의해 주십시오.

고급 사용

현저 범용 규정에 따라 사용자는 본 의료기기를 사용하면서 발생하는 모든 심각한 사례를 제조사 및 판매 당국에 지체 없이 알리야 합니다. 당사 연락처 정보는 이 보고서의 뒷면을 참조하십시오.

especializado, así como todas las instrucciones de este folleto o su presentación online, ya sea de manera parcial o completa (incluyendo textos, imágenes, gráficos, etc.).

Si tiene alguna duda después de consultar al personal cualificado, póngase en contacto con su médico, con el distribuidor o con nosotros directamente.

Obligación de informar

De conformidad a las normas legales regionales vigentes, usted tiene la obligación de informar inmediatamente sobre cualquier hecho grave aparecido durante el uso de este producto médico tanto al fabricante como a las autoridades competentes. Encntrará nuestros datos de contacto en el reverso del folleto del producto.

Eliminación

Al final de la vida útil, deseche el producto conforme a las normativas locales al respecto.

Combinación de materiales

Poliámid (PA), Elastano (EL), Poliuretano (PUR), Poliéster (PES)

☒ – Medical Device (Dispositivo médico) ☒ – Distintivo de la matriz de datos como UDI

Información actualizada: 2023-08

☒ – português

Leia e observe estas instruções de utilização atentamente.

Finalidade

O Sports Ankle Support é um dispositivo médico. Foi inteiramente concebida para atividades desportivas e desenvolve desta forma os melhores resultados. É uma ortótese para aliviar e estabilizar a articulação do tornozelo através de uma correia.

Áreas de aplicação

- Instabilidade no tornozelo
- Fragilidades ligamentares (insuficiências dos ligamentos)
- Para reabilitação pós-operatória
- Para proteger de entorses ligeiras (distensões ligeiras) durante o desporto
- Para proteger de lesões por repetição (profilaxia de recidivas), em particular durante atividades desportivas

Contraindicações

Até ao momento, não são conhecidas reacções de hipersensibilidade ao produto. Nos quadros clínicos seguintes, a aplicação e utilização da ortótese desportiva só é indicada após consultar o seu médico:

- Doenças de pele ou lesões na parte do corpo que está a ser tratada, especialmente se existirem sintomas inflamatórios, cicatrizes abertas com edema, vermelhidão e sensação de calor
- Alterações da sensibilidade e distúrbios de circulação das pernas, por ex. em caso de diabetes (diabetes mellitus)
- Problemas de drenagem linfática, bem como inflamações indefinidas no tecido mole em locais afastados daqueles onde foi colocada a ortótese

Riscos inerentes à utilização

Observe cuidadosamente as especificações destas instruções de utilização e das indicações do pessoal técnico.

- O produto destina-se à utilização múltipla por apenas um utilizador.
- A Sports Ankle Support desenvolve o seu resultado especial, sobretudo na atividade desportiva. Por isso, use o dispositivo exclusivamente para esta área de aplicação. No caso de esforços moderados e períodos de repouso prolongados, remova o dispositivo.

Em caso de utilização juntamente com outros produtos, consulte primeiro os profissionais de saúde ou o seu médico.

O produto não pode ser alterado. Em caso de inobservância, o produto pode não produzir o efeito pretendido. Nesse caso, não assumiremos responsabilidade pelo produto.

- Se usar a Sports Ankle Support sem sapatos, assegure-se previamente de que a superfície é antiderrapante. Existe um risco grave de escorregamento e lesões em superfícies escorregadas!
- Até ao momento, não são conhecidos efeitos secundários que afetem todo o organismo. Parte-se do princípio de que o produto é aplicado / colocado corretamente. Qualquer tipo de aplicação terapêutica presa ao corpo, como por exemplo as ortóteses, pode, se estiver muito apertada, causar uma sensação local de compressão ou então comprimir, em casos raros, os nervos e os vasos sanguíneos.
- Caso verifique quaisquer alterações involuntárias (por exemplo, aumento dos sintomas), remova o dispositivo e procure imediatamente o seu médico.
- Não permita que o dispositivo entre em contacto com pomadas, loções ou substâncias gordurosas ou que contêm ácidos.
- Nunca exponha a Sports Ankle Support ao calor direto! Tal pode provocar danos no material. Isto pode comprometer a eficácia do produto.

Indicações de utilização

Colocação da Sports Ankle Support

- ❶ Vire a parte superior da ortótese para fora até o calcanhar estar acessível. ❷ Puxe o produto sobre pé até ao calcanhar. ❸ De seguida, vire a parte da ortótese virada para baixo novamente para dentro. Aperte a ortótese de forma que o início do cinto se encontre no lado interior do pé. A ponta do cinto indica o sentido de enrolamento do mesmo. Ao colocar o cinto, certifique-se de que este fica bem fixo e não apresenta dobras. ❹ Passe o cinto por baixo da sola em direção ao lado exterior do pé. Apertando pode alcançar a estabilização confortável para si. ❺ Coloque agora o cinto na diagonal sobre o peito do pé, conduzindo-o à volta do tornozelo. Volte a passar o cinto na diagonal para a frente, para o lado interior do pé. ❻ Passe o cinto por baixo da sola em direção ao lado exterior do pé, passando sobre o peito do pé. ❼ Preena agora a extremidade do cinto na parte subjacente do mesmo.

Remoção da Sports Ankle Support

- ❶ Abra o cinto completamente. Vire a parte superior da ortótese para fora até o calcanhar estar acessível e retire o produto pelo pé.

Indicações de limpeza

Utilize detergente para roupa delicada e um saco para lavagem. Nunca exponha o produto à ação direta do calor / frio. Observe ainda as instruções na etiqueta, na margem superior do seu produto. Os cuidados regulares garantem o funcionamento ideal.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do país, no qual o produto foi adquirido. Caso sejam relevantes, aplicam-se os regulamentos de garantia específicos do país entre o distribuidor e o comprador. Caso se suspeite de um caso de garantia, dirija-se primeiro diretamente à pessoa, da qual adquiriu o produto.

Não efetue quaisquer alterações ao produto. Siga as nossas indicações de utilização e lavagem. Estas baseiam-se na nossa experiência de longa data e garantem as funções dos nossos produtos médicos mais eficazes durante muito tempo. Pois apenas as ortóteses que funcionem na perfeição óal podem apoiar. Além disso, a inobservância das indicações pode limitar a garantia.

Indicações de responsabilidade

Tanto para a otimização do seu exercício, para a utilização preventiva dos nossos produtos desportivos como também após um caso de lesão agudo é válido: Não

Indicaciones de uso

personal, samt alle instruktioner i denne brochure / eller dens – også delvis – online presentation (herunder: tekster, billeder, grafik osv.).
Hvis du fortsat er i tvivl efter at have konsulteret det faguddannede personale, bedes du tage kontakt til din læge, forhandler eller direkte til os.

серьезной травмы требуют следующие: Не занимайтесь самоидиантикой или самолечением, если вы не являетесь квалифицированным спортивным или медицинским специалистом. Перед первым использованием нашего спортивного изделия обязательно обратитесь за консультацией к спортивному / медицинскому специалисту, поскольку только он может оценить воздействие нашего изделия на ваш организм и при необходимости выявить риск при использовании изделия, обусловленный индивидуальной особенностью. Следуйте рекомендациям этих специалистов, а также всем указаниям настоящих брошюр или ее онлайн-версии, включая частичные публикации (в т.ч. тексты, фотографии, изображения и т.д.). Если после консультации со специалистом у вас остались сомнения, свяжитесь со своим врачом, дистрибьютором или непосредственно с нами.

Обязанности извещения

В соответствии с предписаниями регионального законодательства, с каждым серьезным инциденте, произошедшим при использовании данного медицинского изделия, следует незамедлительно извещать как производителя, так и компетентный орган. Наши контактные данные указаны на обратной стороне брошюры.

Утилизация

Утилизация изделия после окончания его использования осуществляется согласно местным предписаниям.

Состав материала

Полиамид (PA), Эластан (EL), Полиуретан (PUR), Полиэстер (PES)

☒ – Medical Device (Медицинское оборудование) ☒ – Классификатор матрицы данных KDI

Информация по состоянию на: 2023-08

☒ – 日本語

この取扱説明書を読んで記載の通りに従ってください。

用途

Sports Ankle Support は医療製品です。この製品は完全にスポーツ活動用にデザインされ、効果を発揮します。本製品は、ストラップを用いて足首の負荷軽減と固定を行うデバイスです。

適応

- 足首の不安定性
- 靱帯の劣化 (靱帯の機能不全)
- 手術後のリハビリ
- スポーツ時の軽度の捻り (軽度の捻挫) からの保護
- 特にスポーツ時に繰り返し負傷をいづめるの保護 (再発予防)

禁忌症

健康を害する過激な反応については、現在まで報告されておりません。次に挙げる疾患がある場合、スポーツサポートの適用及び着用は医師と相談した上でのみ行ってください。

- 装着部位に皮膚障害や損傷、特に炎症が認められる場合、及び腫れ、発赤、高度の発熱を伴った発疹が認められる場合
- 例えば糖尿病足(脚に感覚麻痺や血行障害があるなど)
- リンパ節(リンパ管) (サポート装着部位から離れていても軟部組織に不明な腫れがある場合)を含む

使用に伴うリスク

本取扱説明書に記載された注意事項および専門スタッフの指示を厳格に従ってください。

Indicaciones de uso

환자 사용 시 다음 후회는 현지 규정에 따라 제품을 폐기하십시오.
1. 上部分

清洗提示

请使用柔和的洗涤剂 and 洗滌用网袋。切勿将本产品直接暴露在高温/低温环境。请遵守产品上方边缘的水洗标签上的指示。定期护理以确保最佳的使用效果。

质保

需遵守产品购买地所在国的法律规定。需遵守各国特定的经销商和购买者间相关质保规定。若出现可能需要保修的情况，请立即直接联系产品销售方。

请不要擅自对产品进行改造。请遵循我们的使用和保养提示。这些提示均来自于我们的多年经验，保证我们会有医疗效用 of 产品能够长时间发挥作用。因为只有有护具发挥最佳效用，才能为您提供支持。此外，若未遵守提示，质保会受到限制。

责任提示

将我们的运动产品用于提升锻炼效果、预防伤病以及应对急性损伤时，以下内容均适用：除非您是通过专业培训的运动或医疗专业人士，否则请勿自行诊断或自行用药。首次使用我们的运动产品前，请务必先征求专业人士的意见，因为只有这样才能评估出我们的产品对您身体的影响，才能必要时对您个人的体质确定产品的使用风险。请听从该专业人士的建议，以及本手册或其上列说明书中的所有提示，包括但不限于截图内容（包括：文本、图片、图表等）。咨询专业人士后，如果仍有疑问，请联系医生或经销商，或直接联系我们。

告知义务

依据地方法律法规，对于在使用本医疗器械时发生的每起重大事故，您有义务将其立即报告给制造商和主管的政府机关。我方联系方式参见本手册背面。

废弃处理

使用结束后，请遵照当地法规对本产品进行废弃处理。

材料组成

聚酯(PA)，弹性纤维(EL)，聚氨酯(PUR)，聚酯(PES)

☒ – Medical Device (医疗器械) ☒ – 医疗器械唯一标识的 DataMatrix 二维码

信息发布日期: 2023-08

☒ – українська

Уважно прочитайте та дотримуйтесь цієї інструкції з використання.

Призначення

Sports Ankle Support є виробом медичного призначення. Він спеціально розроблений для заняття спортом і розкриває свій ефект безпосередньо в процесі заняття. Ця бандаж для заняття навантаження та стабілізації над'якрово-гомілкового суглоба.

Показання для використання

- Нестабільність над'якрово-гомілкового суглоба
- Слабкість зв'язок (недостатність зв'язкового апарату)
- Для реабілітації після операцій
- Для захисту від легких розтягнень (легких розтягувань суглобів) під час заняття спортом

Протипоказання

Дод невідомі клінічно значимі ризики з'вязку з підвищеною чутливістю. У разі прояву перелічених нижче клінічних картин надягати та носити спортивний бандаж можна тільки після консультації з лікарем.

proceda a autodiagnostico ou não se medicue a si próprio, a não ser que faça parte dos técnicos de saúde e desporto qualificados. Antes da primeira utilização do nosso produto desportivo busque, necessariamente, de uma forma ativa, o conselho de um pessoal técnico, pois apenas assim o efeito do nosso produto no seu corpo pode ser avaliado e, eventualmente, os riscos inerentes à utilização decorrentes de constituições pessoais determinados. Siga o conselho deste pessoal técnico, bem como todas as indicações deste folheto /ou a sua – mesmo que por excertos – representação online, (também: Textos, imagens, gráficos etc.). Se tiver alguma dúvida após consultar o pessoal especializado, entre em contacto com seu médico, revendedor ou diretamente conosco.

Dever de notificação

Devido a normas legais regionais, é obrigad(o) a comunicar de imediato, tanto ao fabricante como à autoridade competente, qualquer incidente grave durante a utilização deste produto médico. Encontra os nossos dados para contacto no verso deste desdobrável.

Eliminação

Elimine o produto de acordo com as especificações locais após o fim da utilização.

Composição do material

Poliámid (PA), Elastano (EL), Poliuretano (PUR), Poliéster (PES)

☒ – Medical Device (Dispositivo Médico) ☒ – Identificador da matriz de dados como UDI

Versão atualizada em: 2023-08

☒ – dansk

Læs og følg nærværende brugsanvisning nøje.

Anvendelsesområde

Sports Ankle Support er medicinsk udstyr. Den er udviklet til sportslige aktiviteter og udfolder herved sin virkning. Den er en bandage til aflastning og stabilisering af ankelledet ved hjælp af en strop.

Indikationer

- Instabilitet i anklen
- Ledbåndsinflækning
- Til genoptræning efter operationer
- Til beskyttelse mod lette forstuvninger (lettere distorsioner) ved sportsaktiviteter
- Til beskyttelse mod gentagne skader (tilbagefaldsprøfyklase), især ved sportsaktiviteter

Kontraindikationer

Overfølsomheder med sygdoms karakter er hidtil ikke konstateret. Ved nedsættelse af sygdomsbilleder er påtagning og brug af sportsbandagen kun tilrådelig i samråd med en læge:

- Hudsygdomme /-læsioner i det berørte område af kroppen, især ved betændelsestilstande, opsvulmede ar med hævelse, rødme og hypertermi
- Problemer med følesansen og blodgennemstrømningen i benene, f.eks. "sukkersyge" (diabetes mellitus)
- Lympstase – også uklare hævelser af bløddele i større afstand fra bandagen

Bivirkninger

Vær opmærksom på angivelserne i denne brugsanvisning og det faguddannede fagpersonals oplysninger.
• Produktet er til flegangsbrug og er kun beregnet til én bruger.
• Sports Ankle Support udfolder sin særlige virkning især ved sportslige aktiviteter. Bær produktet derfor udelukkende i dette anvendelsesområde. Du bør tage produktet af ved jævn belastning og længere hvilepauser.

- 本製品は1人の使用者による反復使用の目的で作られています。
- Sports Ankle Supportは、特にスポーツ活動に特別な効果を発揮します。従ってここに規定された適用範囲のみに本製品をご使用下さい。適度に負荷をかける場合や長時間の休息する場合は本製品を外してください。
- 他の製品と同時に本製品を使用する場合は、専門技能者または、かかりつけの医師に事前でもってご相談ください。
- この製品を改造することは禁止されています。これを怠ると製品の性能に支障が生じ、製造物責任は発生いたします。
- Sports Ankle Supportを靴を履かずに着用して、下に着るものがないことを細心の注意で必ずお確かめください。下が濡りやすい場合は、突然滑って怪我をする危険があります。
- 全身に関わる副作用は現状では知られていません。使用や装着は、適切に行っていたとしても必ず必要となります。外側から身体に付いたパッド部分が、できつく締め過ぎた場合、皮膚の圧迫状態が生じたり、稀にその部位を通る血管や神経を圧迫するおそれがあります。
- 異常な変化に気づいたら(痛みが増したなど)、本製品を外して直ちに担当の医師による診断を受けてください。
- この製品は、油脂や酸を含む薬品、軟こう、ローションと触れることがないようにしてください。
- Sports Ankle Supportを、熱や寒さに直接さらすことは、決してさらさないでください。！素材が損傷することがあります。製品の機能が制限される場合があります。

使用上のご注意

スポーツアンクルサポートの装着

- ❶ サポーターの上部を踵を掴めるまで外側に返してください。❷ 製品を足から踵まで返してください。❸ 次にサポーターの折り曲げ部分を再び返します。ベルトの付け根が足の内側に来るように、サポーターを履きます。ベルトの付き方が巻く方向を示しています。ベルトを巻く際は、しわが生じないようにご注意ください。❹ ベルトを足裏から回して、足の外側に持って行きます。ベルトを、適度に安定するところまで引っ張ります。ベルト