



Pads Fraîcheur Post-Partum

Pads hydratants apaisants aux plantes. Soulagent et rafraichissent, prêts à congeler.

Padsicles voor na de bevalling

Hydraterende pads verrijkt met kruiden. Voor een verkoelend en kalmerend effect. Klaar om in te vriezen.

8 pads contenant 22,5g de gel hydratant

8 pads gevuld met 22,5 g hydraterende gel



8

Testés gynécologiquement et dermatologiquement
Gynaecologisch en dermatologisch getest



Pads Fraîcheur Post-Partum

Padsicles voor na de bevalling



8

8 pads contenant 22,5g de gel hydratant
8 pads gevuld met 22,5 g hydraterende gel



Intimpad Cool & Care Wochenbett

Feuchtigkeitsspendende Pads mit pflanzlichen Inhaltsstoffen zum Einfrieren für wohltuende, kühlende Linderung



8

Gynäkologisch und dermatologisch getestet



Intimpad Cool & Care Wochenbett

8 Pads mit je 22,5 g feuchtigkeitsspendendem Gel



8

ANLEITUNG

Vorbereitung: Das Gel gleichmäßig durch sanfte Massagebewegungen über die gesamte Länge der Schutzfolie verteilen. Die Pads können eingefroren oder im Kühlschrank gekühlt werden. Die ungeöffnete Schutzfolie mindestens 24 Stunden lang flach in den Gefrier- oder Kühlschrank legen.

Anwendung: Hände gründlich waschen. Die Schutzfolie vor dem Öffnen biegen, um das Pad zu lösen. Die Schutzfolie öffnen und das gefrorene Pad herausnehmen. Temperatur vor der Anwendung prüfen. Das Pad in direktem Kontakt mit der Haut auf die Wochenbett-Einlage legen. Pad so oft wie nötig wechseln. Nach Gebrauch entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht bei Säuglingen oder Kindern unter 12 Jahren anwenden. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf Brüsten, Brustwarzen, im Mund oder Mundbereich anwenden. Nicht auf offenen Wunden anwenden. Falls Reizungen auftreten, die Anwendung einstellen und sich an einen Arzt wenden. Produkt zum einmaligen Gebrauch. Vor dem Gebrauch flach an einem kühlen, dunklen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Nicht erhitzen. Für maximale Wirksamkeit innerhalb von 3 Monaten nach dem Einfrieren verwenden. Nicht erneut einfrieren.

GEbruIKSAANWIJZING | Voorbereiding: Zorg ervoor dat de gel gelijkmatig verdeeld is door het zakje over de lengte in te masseren. Padsicles kunnen worden ingevroren of gekoeld in de koelkast. Leg het ongeopende zakje minstens 24u plat in de vriezer of koelkast. **Toepassing:** Handen grondig wassen. Buig het zakje om de pad los te maken. Open het zakje en verwijder de bevroren pad. Controleer de temperatuur. Leg de padsicle bovenop het kraamverband en zorg dat deze direct in contact komt met de huid. Vervang zo vaak als gewenst. **Waarschuwing:** buiten bereik van kinderen houden. Niet gebruiken bij baby's of kinderen onder de 12 jaar. Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Niet gebruiken op borsten, tepels of de mond. Niet aanbrengen op open wonden. Stop met gebruik en raadpleeg uw arts als irritatie optreedt. Voor éénmalig gebruik.

INSTRUCTIONS

Préparation : S'assurer que le gel est uniformément réparti. Les pads peuvent être congelés ou réfrigérés. Placer le sachet fermé à plat au congélateur ou bien au réfrigérateur au moins 24 heures.

Application : Se laver soigneusement les mains. Presser le sachet avant d'ouvrir pour décoller le pad. Ouvrir le sachet et retirer le pad congelé. Tester la température. Placer le pad sur votre serviette hygiénique en contact direct avec la peau. Changer le pad aussi souvent que nécessaire. Jeter après utilisation.

Précautions : Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser sur les nourrissons ou les enfants de moins de 12 ans. Usage externe uniquement. Ne pas utiliser en contact avec les seins, les mamelons, ou la bouche. Ne pas appliquer sur plaies ouvertes. En cas d'irritation, cesser l'utilisation et consulter un professionnel de la santé. Produit à usage unique. Conserver à plat dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Ne pas chauffer. Pour une efficacité maximale, utiliser dans les 3 mois suivant la congélation. Ne pas recongeler.

1. Mit einer feuchtigkeitsspendenden Kombination aus Bio-Aloe vera und Bio-Hamamelis (Zaubernuss).
2. Weiche, flexible Pads, die sich an den Körper anpassen und für maximalen Kühlkomfort sorgen. Einzelnen hygienisch verpackt.
3. Ohne Zusatz von Duftstoffen und für empfindliche Haut geeignet.

1. Infusés d'un mélange hydratant d'aloe vera et d'hamamelis bio.
2. Les pads souples et flexibles s'adaptent à votre corps pour maximiser le confort de refroidissement. Ils sont emballés individuellement pour plus d'hygiène.
3. Sans parfum ajouté, convient aux peaux sensibles.

1. Verrijkt met een hydraterende mix van biologische aloe vera en tovenhamelbloe.

2. Zachte, flexibele pads die zich aan uw lichaam aanpassen voor maximaal koelcomfort. Individueel verpakt voor hygiëne.

3. Geen toevoegde geurstoffen, geschikt voor de gevoelige huid.

Lansinoh Laboratorien Inc., Niederlassung Deutschland
Bayerischer Platz 1, 10779 Berlin, Deutschland
Lansinoh.de | info@lansinoh.de
Lansinoh Laboratoires FRBNL, Brambroek 23B
9500 Geraardsbergen, Belgium | Lansinoh.fr | Lansinoh.nl
Lansinoh is a registered trademark of Lansinoh Laboratories, Inc.
© 2024 Lansinoh Laboratories, Inc. All rights reserved.
Hergestellt in der Türkei / Fabriqué en Turquie / Gemaakt in Turkije
Gaziemir/ Izmir/ Türkiye
Lansinoh Laboratoires
Saglik Gerecleri Tasarim San. Tic. Ltd. Sti.
Zafer SB Mah. Gunduz Sok. No:13 E.S.B.
Lansinoh Laboratories

INGREDIENTS: Aqua, Glycerin, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Xanthan gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice*, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Benzyl Alcohol, Didecylidimonium Chloride (*Organic Ingredient)

