



**FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION:**

- Retirer le couvercle hygiénique.
- Pour boire, faire pression avec les lèvres sur n'importe quel côté du disque pour que le liquide sorte.
- Remettre le couvercle pour le rangement.
- Vous pouvez retirer les anses si vous souhaitez utiliser le produit comme verre plutôt que comme tasse.

**EN INSTRUCTIONS FOR USE:**

- Remove the lid.
- To drink: press with the lips on any side of the disc for liquid to flow.
- Replace the lid before putting it away.
- The handles can be removed and the product can be used as a glass rather than a cup.





**ES INSTRUCCIONES DE USO:**

- Quita la tapa higiénica.
- Para beber: presionar con los labios desde cualquier lado del disco para que el líquido salga.
- Vuelve a colocar la tapa para guardar.
- Puedes quitar las asas si lo deseas y utilizar el producto como vaso, en vez de como taza.

**IT INSTRUCTIONS D'UTILISATION:**

- Rimuovere il coperchio igienico.
- Per bere: premere con le labbra da qualunque lato del disco affinché il liquido fuoriesca.
- Riciclare il coperchio e conservare.
- Puoi rimuovere i manici e utilizzare il prodotto anche come bicchiere, anziché come tazza.

**FR** DÉMONTAGE POUR NETTOYAGE  
**EN** DISMANTLING FOR CLEANING  
**ES** DESMONTAJE PARA LIMPIEZA  
**IT** SMONTAGGIO PER PULIZIA



**FR** MONTAGE APRÈS NETTOYAGE  
**EN** ASSEMBLING AFTER CLEANING  
**ES** MONTAJE DESPUÉS DE LIMPIEZA  
**IT** MONTAGGIO DOPO PULIZIA

