

**ULTRANA**

# Ultra Fresh Desinfektionswaschmittel Flüssig-Konzentrat

Zur Anwendung in Haushalts-Waschmaschinen sowie zur Handwäsche geeignet. **Ultra Fresh** kombiniert seine hervorragende Waschkraft mit der gleichzeitigen Desinfektion der Wäsche. **Ultra Fresh** ist dabei schonend zu Gewebe und farbigen Textilien. Einsatz von 30°C bis 90°C.

## Dosierempfehlung

 **Dosierhilfe** 30 ml = 30 g

Wasserhärte			
weich - mittel	45 ml	60 ml	75 ml
hart	60 ml	75 ml	90 ml

 <4 kg -15 ml       6-8 kg +30 ml       30 ml auf 5 l

Flascheninhalt reicht für 8 Waschladungen. Für Handwäsche Wäschestücke 30 Minuten in warmer Waschmittel-Lösung einweichen lassen. Anschließend unter fließendem Wasser gründlich ausspülen.

**Inhaltstoffe:** Je 100g Flüssigkeit 4,95g Benzyl-Cl2-16-alkyldimethylammoniumchlorid, 15-30% nichtionische Tenside, Desinfektionsmittel, Duftstoffe, Alpha-Isomethyl Ionone.

**Gefahr.** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Mund ausspülen BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/Behälter der Problemstoffsammlung zuführen. Enthält: C9-C11-Alkohol, ethoxyliert >2,5 EO.

Chargennummer und Verfalldatum: siehe separate Codierung.



4 011368 007118

Art-Nr. 711

PZN: 10010979

BAuA: reg.-Nr. N-46715

**500 ml e**

Ultrana GmbH · Rosengartenweg 5 · D-88348 Bad Saulgau  
+49 (0) 75 81-200 72 98 · info@ultrana.de · www.ultrana.de